



Niewielki, dokładny*, implantowany podskórnio, sensor pomiaru stężenia glukozy.



Lekki, inteligentny transmitter z możliwością ładowania, noszony na skórze



Aplikacja Eversense pobierana na zgodne urządzenie mobilne



Delikatny, codziennie wymieniany plaster

Sensor implantowany jest w gabinecie lekarskim



- Sensor implantowany jest przez lekarza poprzez małe nacięcie skóry w znieczuleniu miejscowym.
- Nacięcie pozostaje zabezpieczone przez kilka dni sterylnym opatrunkiem Steri-Strip™
- Od razu można wrócić do codziennej aktywności

Interaktywna aplikacja Eversense



- Dostępna bezpłatnie w Apple Store[®] i Google Play™
- Zgodna z większością urządzeń mobilnych (<https://global.eversensediabates.com/compatibility>)
- Duże, dopasowane do wielkości ekranu czytelne wskazówki

Innowacyjna technologia

(<https://diabetes.ascensia.pl>)



- Mierzy poziom glukozy co 5 minut nawet przez 6 miesięcy¹
- Inteligentny transmitter dyskretnie generuje alarmy wibracyjne odczuwalne na ciele – nawet, gdy urządzenia mobilnego nie ma w pobliżu
- Inteligentny transmitter można zdjąć, bez marnowania i restartowania sensora

Długoterminowy system CGM, większa wygoda




- Inteligentny transmitter jest wodoodporny i może być zanurzany w wodzie na głębokości do 1 metra przez maksymalnie 30 minut
- Delikatny, codziennie wymieniany plaster

*System Eversense CGM wymaga wykonywania każdej doby 2 kalibracji na podstawie poziomu glukozy we krwi. Źródło: 1. Christiansen MP, Klaff LJ, Brazg R, et al. A prospective multicenter evaluation of the accuracy of a novel implanted continuous glucose sensor: PRECISE II. Diabetes Technol Ther. 2018;20(3):197–206.

System ciągłego monitorowania stężenia glukozy Eversense[®] XL CGM jest przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy u osób chorych na cukrzycę, które ukończyły 18 lat. Czas użytkowania 1 sensora maksymalnie do 180 dni. Stanowi uzupełnienie dla monitorowania glikemii z opuszką palca, nie zastępuje glukometru. Zabiegi implantowania i usuwania sensora wykonuje lekarz. Aby uzyskać więcej informacji, pacjent powinien zwrócić się do swojego lekarza. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne na stronie global.eversensediabates.com/safety-info. Eversense, system ciągłego monitorowania glukozy Eversense, Eversense CGM, sensor Eversense, inteligentny transmitter Eversense, aplikacja Eversense i logo Eversense są znakami towarowymi Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Contour są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Pozostałe marki i nazwy ich produktów są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Apple Watch[®] jest produktem Apple, Inc., który można kupić oddzielnie u autoryzowanego sprzedawcy Apple. Apple Watch nie jest dołączany do systemu Eversense CGM. Android jest znakiem towarowym Google LLC.
© 2020 Senseonics, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2020 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

**Specjaliści ds. obsługi Kluczowych Klientów
w poszczególnych regionach Polski**



**Dział Obsługi Klienta
Pacjenci i personel medyczny CGM Eversense**

 **+48 22 372 72 20 wew.4**

 **9:00 – 17:00 Poniedziałek – Piątek**

 **eversense.pl@ascensia.com**

 **diabetes.ascensia.pl**